

GREEN LABORATORY LA SICUREZZA È IMPORTANTE!



www.greenlaboratory.it

Exonder... chi siamo

Exonder nasce nel 2001 da un piccolo gruppo di managers che, forti di un'esperienza di gestione in ruoli chiave (marketing, personale, vendite) svolti in varie prestigiose multinazionali, hanno messo a punto e realizzato un ambizioso progetto di sviluppo aziendale.

Il progetto base, emblematicamente riassunto nella denominazione aziendale 'Exonder' ('Esondare' in francese), consisteva nell'introdurre nel territorio italiano prodotti, marchi e tecnologie non ancora conosciuti o affermati, destinati ai processi dell'industria alimentare, farmaceutica, chimica e petrolchimica.

Negli anni sono stati acquisiti numerosi contratti nazionali di rappresentanza con qualificate aziende europee ed extraeuropee specializzate in particolari componenti di processo che offrono innovative soluzioni.

Le più importanti classi merceologiche in cui operiamo sono:

- **prese campione**: grazie alla collaborazione con le nostre rappresentate, siamo in grado di dare soluzioni professionali a qualsiasi esigenza di prelievo con la massima garanzia di rappresentatività, sia per liquidi sterili, sia per liquidi aggressivi, per gas liquefatti, aria e polveri, in qualsiasi condizione di servizio, in linea ed in laboratorio;
- **sistemi pigging**: per l'integrale recupero dei prodotti residui nella linea;
- **pompe ad emissione zero**: varie soluzioni tecnologiche che superano l'utilizzo delle tenute nelle pompe centrifughe, nelle lobi e nelle pompe ad ingranaggio;
- **pompe sanitarie**: centrifughe, lobi e doppia vite (le volumetriche più igieniche sul mercato che offrono incontestabili vantaggi a livello di trattamento delicato del prodotto e che sono in grado, oltre ad avere un forte potere di suzione, anche di gestire il lavaggio);
- valvole industriali ad emissione zero o per applicazioni estreme;
- **scambiatori di calore** per i quali Exonder offre sia una gamma di soluzioni impiantistiche sia un servizio di rigenerazione e di assistenza particolarmente qualificato.

L'azienda è strutturata in diverse aree commerciali con le loro specifiche organizzazioni con specialisti di prodotto e tecnici-commerciali:

- area dei processi chimici e petrolchimici;
- area dei processi sanitari dedicati alla produzione di alimenti, bevande e farmaci;
- area dei processi biotecnologiche & farmaceutici;
- laboratori e controllo qualità;
- area dello scambio termico e della relativa manutenzione.

Nel DNA dell'azienda e di tutti i suoi collaboratori:

- l'interesse per l'innovazione;
- l'entusiasmo per la propria professione;
- la sensibilità alle esigenze del cliente.






Indice per argomenti


Soluzioni di sicurezza	4
Alimentazione	6
Scarico	9
Accessori	11
Imbuti	14
Contenitori e taniche	18
Symline: sistemi di stoccaggio integrati	20
Soluzioni	25
Imbuti	26
Passa tavolo e tappi	27
Tubi e raccordi	28
Tappi di scarico	29
Controlli di livello	30
Contenitori	32
SymLine® Tour	33

SOLUZIONI DI SICUREZZA



La valvola di sfiato assicura la compensazione di pressione durante il prelievo.






ALIMENTAZIONE

>> Tappo di Sicurezza >> Come funziona: Aria

>> Prelevare il solvente in sicurezza: La valvola di aerazione blocca i vapori e i gas che fuoriescono durante il prelievo. Il filtro per l'aria integrato assorbe le particelle di sporco dal flusso d'aria e mantiene pulito il vostro solvente. La valvola è adatta al vostro SafetyCap e a tutti i comuni modelli in commercio.





>> Dato che la valvola di aerazione fa anche da filtro dell'aria, si consiglia di cambiarla ogni 6 mesi per garantirne il funzionamento ottimale.











Fig.	Codice	Descrizione	Contenuto
A	440 352	Tappi di Sicurezza I	GL 45
В	441 242	Tappi di Sicurezza II	GL 45
С	441 243	Tappi di Sicurezza III	GL 45
D	440 743	Tappi di Sicurezza IV	GL 45

Tappi di sicurezza per HPLC preparativo





Fig.	Codice	Descrizione	Filettatura
A	440 340	Tappi di sicurezza I (1/4")	GL 45
В	440 342	Tappi di sicurezza II (1/8" + 1/4")	GL 45

Tappi di sicurezza con soluzione di chiusura





Fig.	Codice	Descrizione	Filettatura
A	441 252	Tappi di sicurezza II	GL 45
В	441 253	Tappi di sicurezza III	GL 45

Tappi di sicurezza per bottiglie con collo smerigliato e salva-spazio





Fig.	Codice	Descrizione	Filettatura
A	440 940	Tappi di sicurezza II per bottiglie con collo smerigliato	Collo/filettatura 29/32 mm
В	533 242	Tappi di sicurezza II (angolare)	GL 45

Tappi di sicurezza resistenti al fuoco





Fig.	Codice	Descrizione	Filettatura
A	445 352	Tappi di sicurezza I (resistente al fuoco) con soluzione di chiusura	GL 45
В	445 452	Tappi di sicurezza I (resistente al fuoco) con soluzione di chiusura	GL 45








Fig.	Codice	Descrizione	Contenuto
A	532 533	HPLC Starter Kit 1	3x Tappi di sicurezza I 1x Tappi di sicurezza II 1x Tappo cieco di chiusura porta capillare
В	532 534	HPLC Starter Kit 2	4x Tappi di sicurezza II 4x Tappo cieco di chiusura porta capillare
С	532 543	HPLC Starter Kit 3 (resistente al fuoco)	3x Tappi di sicurezza I resistenti al fuoco 1x Tappi di sicurezza II resistenti al fuoco 1x Tappo cieco di chiusura porta capillare





Fig.	Codice	Descrizione	Connessioni incluse 1,5 m di capillare di diam. 3.2 mm OD	Valvola di areazione (PTFE)	Flacone	Forma	Volume
A	440 633	SafetySet HPLC	1x	1x	DURAN® in vetro trasparente	Rotonda	1 litro
В	440 645	SafetySet HPLC	1x	1x	DURAN® in vetro marrone	Rotonda	1 litro
8	*	•			•	•	

SCARICO



>> Raccogliere i rifiuti liquidi in sicurezza: Il nostro sistema di filtraggio assorbe il 99% di tutte le sostanze volatili che si formano nella raccolta dei rifiuti liquidi. I solventi e le sostanze nocive simili possono quindi essere raccolte in sicurezza, anche al di fuori degli apparecchi e delle cappe di aspirazione.















Fig.	Codice	Filettatura	Conn. per capillare diam. est. 2.3 / 3.2 mm	Conn. per tubo diam. int. 6.4 / 9.0 mm	Conn. per filtro	Indicatore di livello (elettronico)	Imbuto di sicurezza con rubinetto di chiusura	Messa a terra
A	441 357	S50	3x	-	•	-	-	•
В	441 269	S55	3x	-	•	-	-	•
С	441 256	GL45	2x	1x		-	-	-
D	441 533	S55	3x	-	•	•	-	-
E	451 476	S55	2x	-	•	-	•	-





Fig.	Codice		Connettore tubo diam. int. 6.4 / 9 mm	Fornitura	Dimensioni L x H x P (mm)
A	440 640	2x	1x	Tanica 5 litri, PP, filettatura GL 45	150 x 365 x 195
В	440 661	2x	1x	Tanica salva-spazio, 5 litri, PP, filettatura S50	65 x 455 x 330



ACCESSORI

Sostituire regolarmente le valvole e i filtri usati

Abbiamo sviluppato tutto l'occorrente per consentirvi di lavorare in modo sicuro ed economico in totale sicurezza.



Valvole di sfiato per SafetyCap



- Ventilazione del flacone durante il prelievo del solvente
- Versione per HPLC preparativa. Per portare fino a 400 ml/min.
- Disponibile anche in materiale resistente al fuoco

La valvola di sfiato unisce le funzioni di valvola e filtro. Durante il prelievo si verifica il normale sfiato, ma i vapori del solvente vengono bloccati. Allo stesso tempo la membrana della valvola blocca le particelle di polvere e di sporcizia presenti nel flusso di aria. La valvola è adatta per il tappo di sicurezza - Non occorre effettuare alcuna modifica tecnica.

Poiché le membrane filtranti si contaminano durante l'aspirazione dell'aria ambientale, il cambio deve essere eseguito regolarmente per assicurare un funzionamento ottimale.



Filtri a carboni SafetyWasteCap

Vapori



- L'elemento centrale del sistema di raccolta dei rifiuti
- Inibisce la fuoriuscita dei vapori dei solventi, mantenendo l'aria pulita
- Il pratico indicatore di cambio attivabile premendo un pulsante

I filtri dell'aria di scarico garantiscono la sicurezza e la salubrità del vostro ambiente di lavoro. Sono l'elemento centrale del sistema di sicurezza in quanto depurano l'aria di scarico dai vapori dei solventi.

I filtri assorbono continuamente i vapori di solventi, le particelle di polvere e le impurità. I filtri usati devono essere sostituiti puntualmente, prima del superamento della data di scadenza, allo scopo di mantenere un livello di sicurezza ottimale. Grazie al pratico indicatore di cambio il controllo del filtro non è mai stato così semplice.











Fig.	Codice	Descrizione	Conf.
A	450 343	Valvola di areazione per tappi di sicurezza (150 ml/min.)	1 10 50
В	445 343	Valvola di areazione per tappi di sicurezza, resistente al fuoco (150 ml/min.)	1 10
С	450 344	Valvola di areazione per tappi di sicurezza, HPLC preparativo (400 ml/min.)	1 10





Fig.	Codice	Descrizione	Capacità	Dimensioni filettatura	Consigliato per fusti da	Durata	Conf.
D	442 318	XL	520g	G 3/4"	60 - 100 litri	9 mesi	1
E	442 319	XXL	990g	2" Mauser (BCS 70x6)	da 100 litri	12 mesi	1













Fig.	Codice	Dimensioni del filtro	Volume	Caratteristiche	Durata	Conf.
A	943 867	S	fino a 5 litri	Protezione antispruzzo con indicatore di sostituzione	3 Mesi	1
В	943 868	M	fino a 20 litri	Protezione antispruzzo con indicatore di sostituzione	6 Mesi	1
С	523 668	S	fino a 5 litri	Protezione antispruzzo con indicatore di sostituzione	3 Mesi	4
D	523 669	M	fino a 20 litri	Protezione antispruzzo con indicatore di sostituzione	6 Mesi	3

IMBUTI







Caratteristiche:



elettro-conduttivo PE-HD



flip cap



griglia (rimovibile)



para-spruzzi (rimovibile)



ball valve



lancia di sicurezza



connettore di messa a terra









Dimensioni	Codice	Codice	Codice
GL 45	450 955	452 315	452 295
S 50	450 962	452 318	-
S 51	450 957	452 316	-
S 55	450 958	452 314	452 294
S 60/61	450 954	452 313	452 293
S 65	450 959	452 317	452 297
S 70/71	450 961	-	-
B 83	450 960	-	-
S 90	450 956	-	-
R 2" BSP / G2 (m) e 2" TriSure (m)	450 963	-	451 963













Dimensioni	Codice	Codice	Codice
GL 45	450 975	452 325	452 285
S 50	450 982	452 328	452 288
S 51	450 977	452 326	452 286
S 55	450 978	452 324	452 284
S 60/61	450 974	452 323	452 283
S 65	450 979	452 327	452 287
S 70/71	450 981	-	-
B 83	450 980	-	-
S 90	450 976	-	-
R 2" BSP / G2 (m) e 2" TriSure (m)	-	-	-









Come selezionare il diametro di tappo e tanica









	A	В	C
Filettatura	Ø	Ø	Ø
GL 28	ca. 26 mm	ca. 27,5 mm	ca. 28 mm
GL 32	ca. 29,5 mm	ca. 31,5 mm	ca. 31,5 mm
GL 38	ca. 35,5 mm	ca. 37 mm	ca. 37,5 mm
GL 40	ca. 38 mm	ca. 40 mm	ca. 40 mm
GL 45	ca. 41,5 mm	ca. 45 mm	ca. 44,5 mm
S 50	ca. 45,5 mm	ca. 51,5 mm	ca. 50 mm
S 51	ca. 45,5 mm	ca. 50 mm	ca. 48 mm
B 53	ca. 50,5 mm	ca. 54,5 mm	ca. 53 mm
S 55	ca. 50,5 mm	ca. 55 mm	ca. 53,5 mm
S 60	ca. 55,5 mm	ca. 61 mm	ca. 59 mm
B 63	ca. 58,5 mm	ca. 63 mm	ca. 62 mm
S 65	ca. 62 mm	ca. 65,5 mm	ca. 64,5 mm
S 70/71	ca. 66 mm	ca. 71,5 mm	ca. 70 mm
GLS 80	ca. 78 mm	ca. 83 mm	ca. 80 mm
B 83	ca. 83 mm	ca. 90 mm	ca. 88 mm
S 90	ca. 85 mm	ca. 90,5 mm	ca. 88 mm
S 95	ca. 90 mm	ca. 96,5 mm	ca. 94 mm

CONTENITORI E TANICHE







Fig.	Codice	Descrizione	Volume	Tipo di vetro	Forma	Filettatura
A	834 451	Flacone da laboratorio Duran°	2500 ml	Trasparente	Rotonda	GL 45
В	834 446	Flacone da laboratorio Duran°	1000 ml	Trasparente	Rotonda	GL 45
С	834 450	Flacone da laboratorio Duran®	250 ml	Trasparente	Rotonda	GL 45









Fig.	Codice	Descrizione	Volume	Tipo di vetro	Forma	Filettatura
F	834 452	Flacone da laboratorio Duran°	1000 ml	Marrone	Rotonda	GL 45
G	834 453	Flacone da laboratorio Duran°	500 ml	Marrone	Rotonda	GL 45
Н	834 454	Flacone da laboratorio Duran°	250 ml	Marrone	Rotonda	GL 45











Fig.	Codice	Descrizione	Volume (1)	Materiale	Filettatura	Dim. LxHxP (mm)	Omologazione UN
A	441 283	Tanica	2,5	PE-HD-ec	GL 45	115x210x150	•
В	441 284	Tanica	5	PE-HD-ec	GL 45	150x250x195	•
С	441 285	Tanica	10	PE-HD-ec	GL 45	190x305x230	•
D	441 331	Tanica salva spazio	5	PP	S 50	65x335x330	-
E	442 278	Tanica salva spazio con galleggiante	5	PP	S 50	65x405x330	-













Fig.	Codice	Descrizione	Volume (l)	Materiale	Filettatura	Dim. LxHxP (mm)	Omologazione UN
F	441 754	Tanica con striscia trasparente per l'indicazione del livello	10	PE-HD-ec	S 50	200x320x240	•
G	441 286	Tanica	10	PE-HD-ec	S 60/61	185x265x290	•
Н	441 360	Tanica	20	PE-HD-ec	S 60/61	185x500x290	•
I	441 525	Tanica	30	PE-HD-ec	S 60/61	240x450x280	•
J	441 375	Tanica con galleggiante	10	PE-HD-ec	S 60/61	185x265x290	-
K	441 376	Tanica con galleggiante	20	PE-HD-ec	S 60/61	185x500x290	-






SYMLINE® SISTEMI DI STOCCAGGIO INTEGRATI





Metti in sicurezza il tuo laboratorio!










(<u>x</u>3)

STOCCAGGIO ATTIVO: IN LINEA CON LE REGOLE!

ad alte prestazioni. Fornisce u collegamento ideale per gli armac di sicurezza osservando le direttiv ATEX

'Stoccaggio attivo è lo stoccaggio di liquidi infiammabili all'interno di taniche o contenitori infrangibili, che possono essere utilizzati nell'apposita area di stoccaggio o aperti per altri scopi.' (estratto TRbF 20, versione aggiornata: TRGS 510)

Symline[®] non solo provvede allo stoccaggio attivo ma incorpora all'interno del laboratorio il concetto di sicurezza. Dal punto di collettatura fino al punto di deposito all'interno del contenitore di scarico.



SOLUZIONI



IMBUTO CON SCARICO PER PIANO CAPPA

La soluzione più utilizzata per piccole quantità di liquido, ottimizzata per risparmiare spazio sotto cappa.

- Imbuto con coperchio e griglia
- Passa tavolo
- Tubo flessibile
- Messa a terra
- Indicatore di livello
- Rubinetto shut-off di sicurezza



IMBUTO CON SCARICO PER PARETE CAPPA

L'installazione a parete è ideale per mantenere l'area di lavoro libera. La soluzione di smaltimento può essere installata sulla parete posteriore o laterale della cappa.

- Imbuto con coperchio e griglia
- Passa parete
- Tubo flessibile
- Messa a terra
- Indicatore di livello
- Rubinetto shut-off di sicurezza



CONNESSIONE PER HPLC

È possibile collegare direttamente i tubi e capillari dello scarico HPLC al sistema di raccolta, mentre la tanica dei rifiuti può, ad esempio, essere conservata in un armadietto di sicurezza e monitorata da un indicatore di livello elettronico.

- Tappo di scarico
- Installazione sul piano
- Tubo flessibile
- Messa a terra
- Indicatore di livello
- Rubinetto shut-off di sicurezza

IMBUTI







Fig.	Codice	Descrizione	Materiale
A	440 313	Imbuto di sicurezza con coperchio, connessione GL 45 (f)	PE-HD-ec
В	450 971	Imbuto di sicurezza con valvola a sfera, connessione GL 45 (m)	PE-HD-ec
С	450 966	Imbuto di sicurezza XL con coperchio, connessione GL 45 (f)	PE-HD-ec

PASSA TAVOLO E TAPPI







				Incl. connessioni per capillari con diam. est. (OD)		
Fig.	Codice	Descrizione	Connessioni	Ø 1.6 mm	Ø 2.3 mm	Ø3.2 mm
A	439 822	Tappo di sicurezza II	2	2x	2x	2x
В	439 824	Tappo di sicurezza III	3	3x	3x	3x
С	439 826	Tappo di sicurezza IV	4	4x	4x	4x
D	439 827	Tappo di sicurezza V	5	5x	5x	5x
E	439 833	Collettore 3 vie GL 45, PE-HD-ec	-	-	-	-
F	439 842	Collettore 4 vie GL 45, PE-HD-ec	-	-	-	-
G	439 745	Passa tavolo con connessioni capillari più connessione tubi	-	-	1x	1x







Fig.	Codice	Descrizione	Materiale
118.			
A	439 788	Passa tavolo GL 45 (m) / GL 25 (m)	PE-HD-ec
В	439 783	Passa tavolo GL45 (m) / Ø 32 mm OD	PE-HD-ec
D	439 945	Passa parete GL 45 (m) / GL 25 (m)	PE-HD-ec

TUBI E RACCORDI





Fig.	Codice	Descrizione	Materiale
A	439 902	Tubo flessibile GL25 (f), Lunghezza 600 mm, Ø 19.8 mm OD	PTFE-ec
A	439 901	Tubo flessibile GL25 (f), Lunghezza 1000 mm, Ø 19.8 mm OD	PTFE-ec
A	439 900	Tubo flessibile GL25 (f), Lunghezza 1500 mm, Ø 19.8 mm OD	PTFE-ec
A	439 899	Tubo flessibile GL25 (f), Lunghezza 2500 mm, Ø 19.8 mm OD	PTFE-ec
В	439 908	Tubo flessibile pro GL25 (f), Lunghezza 600 mm, Ø 16.9 mm OD	PTFE-ec
В	439 907	Tubo flessibile pro GL25 (f), Lunghezza 1000 mm, Ø 16.9 mm OD	PTFE-ec
В	439 906	Tubo flessibile pro GL25 (f), Lunghezza 1500 mm, Ø 16.9 mm OD	PTFE-ec
В	439 905	Tubo flessibile pro GL25 (f), Lunghezza 2500 mm, Ø 16.9 mm OD	PTFE-ec





Fig.	Codice	Descrizione	Materiale
С	439 768	Tubo rigido dritto, Ø 32 mm, Lunghezza 300 mm	PE-HD-ec
С	439 769	Tubo rigido dritto, Ø 32 mm, Lunghezza 900 mm	PE-HD-ec
С	439 770	Tubo rigido dritto, Ø 32 mm, Lunghezza 1200 mm	PE-HD-ec
D	439 942	Sostegni per tubi rigidi, Ø 32 mm	-







E 439 754 Connessione a curva Ø 32 mm, OD	PE-HD-ec
E 439 754 Connessione a curva Ø 32 mm, OD G 439 808 Shut-off di sicurezza GL 25 (m)/GL 25 (f) F 439 759 Connessione a T Ø 32 mm	PE-HD-ec
F 439 759 Connessione a T Ø 32 mm	PE-HD-ec

28

TAPPI DI SCARICO





Fig.	Codice	Descrizione	Materiale
A	439 811	Tappo di sicurezza S 55	PE-HD-ec
В	439 813	Tappo di sicurezza S 60/61	PE-HD-ec
С	439 815	Tappo di sicurezza S 60/61	PE-HD-ec



CONTROLLI DI LIVELLO







NOVITÀ: Centralina elettronica integrata a 2 canali.

Linea di impianti per laboratorio Symline[®]: fornisce una centralina compatta che può essere integrata sul pannello frontale dei mobili da laboratorio.

NUOVO MODELLO

- Display touch
- Indicatori di livello con LED di stato, segnale allarmi ottici e acustici
- Compatibili con amplificatori di isolamento e conformi alla normativa ATEX per l'uso in ambienti a rischio di esplosione!







Fig.	Codice	Descrizione	Connettori	Dimensioni	Alimentatore di rete per
A	441 420	Signalbox T1	1	180 x 105 x 55	EU
В	441 421	Signalbox T5	5	180 x 105 x 55	EU







Fig.	Codice	Descrizione
С	441 381	Sensore a disco (allarme di pieno)
С	441 378	Sensore a disco (allarme di vuoto)
C D D E	441 383	Cavo del segnale, lunghezza 3 metri
D	441 370	Cavo del segnale, lunghezza 5 metri
D	441 371	Cavo del segnale, lunghezza 10 metri
Е	1 233 441	Striscia di velcro per sensore a disco, lungh. 2 metri

CONTENITORI










Fig.	Codice	Descrizione	Capienza	Materiale	Filettatura	Dimensioni L x H x P (mm)	Omologazione UN
A	441 286	Tanica	10 litri	PE-HD-ec	S 60/61	185 x 265 x 290	•
В	441 360	Tanica	20 litri	PE-HD-ec	S 60/61	185 x 500 x 290	•
С	441 525	Tanica	30 litri	PE-HD-ec	S 60/61	240 x 450 x 380	•
D	451 318	Vaschetta di contenimento	-	PE-HD-ec	-	Interne: 285 x 95 x 385 Esterne: 355 x 135 x 445	-
E	451 319	Vaschetta di contenimento	-	PE-HD-ec	-	Interne: 295 x 200 x 415 Esterne: 365 x 240 x 490	-





Indice

Codice articolo	Pagina
439 745	27
439 754	28
439 759	28
439 768	28
439 769	28
439 770	28
439 783	27
439 788	27
439 808	28
439 811	29
439 813	29
439 815	29
439 822	27
439 824	27
439 826	27
439 827	27
439 833	27
439 842	27
439 899	28
439 900	28
439 901	28
439 902	28
439 905	28
439 906	28
439 900	28
439 908	28
439 942	28
439 945	27
440 313	26
440 340	7
440 342	7
440 352 440 633	6
440 640	8
	10
440 645	8
440 661	10
440 743	6
440 940	7
441 242	6
441 243	6
441 249	9
441 252	7
441 253	7
441 256	9
441 283	19

Codice articolo	Pagina
441 284	19
441 285	19
441 286	19/32
441 331	19
441 357	9
441 360	19/32
441 370	31
441 371	31
441 375	19
441 376	19
441 378	31
441 381	31
441 383	31
441 420	31
441 421	31
441 525	19/32
441 533	9
441 754	19
442 278	19
442 318	12
442 319	12
445 343	12
445 352	7
445 452	7
450 343	12
450 344	12
450 954	15
450 955	15
450 956	15
450 957	15
450 958	15
450 959	15
450 960	15
450 961	15
450 962	15
450 963	15/16/17
450 966	26
450 970	14
450 971	26
450 974	15
450 975	15
450 976	15
450 977	15
450 978	15
450 979	15
130 7/7	13

Codice	articolo	Pagina
450 980		15
450 981		15
450 982		15
451 318		32
451 319		32
451 477		9
451 963		15/16/17
452 283		15
452 284		15
452 285		15
452 286		15
452 287		15
452 288		15
452 293		15
452 294		15
452 295		15
452 297		15
452 313		15
452 314		15
452 315		15
452 316		15
452 317		15
452 318		15
452 323		15
452 324		15
452 325		15
452 326		15
452 327		15
452 328		15
523 668		13
523 669		13
532 533		8
532 534		8
532 543		8
533 242		7
834 446		18
834 450		18
834 451		18
834 452		18
834 453		18
834 454		18
943 867		13
943 868		13
1 233 441		31



EXONDER S.R.L. VIA TORRE 2 28040 BORGO TICINO (NO)

TEL: +39 0321 908466 FAX: +39 0321 1850855

EMAIL: customercare@exonder.it WEB: www.greenlaboratory.it







